


L' Exotherme™ et sa pièce à main, la Control 4+ :

Sa technologie de pointe révolutionne le laser vasculaire


- Diamètre de veine de **0.2 à 2mm**
- **Efficace et Rapide**
- **Caméra intégrée** pour une visualisation et un contrôle en temps réel
- **Indolore** grâce à son système de froid autorégulé
- **Le Multi-pulse**, efficacité et sécurité du traitement :



- Varicosités
- Télangiectasies
- Angiomes stellaires
- Angiomes rubis
- Couperose

Dr Ramon Anido, angiologue, Paris :

" L' Exotherme allie, pour le patient, le confort de l'anesthésie par le froid, par son système de refroidissement intégré à la pièce à main, pour le praticien, la simplicité et la précision de maniement par le contrôle visuel à l'écran de la cible, enfin, pour la satisfaction des deux, son efficacité. Utilisé en première intention ou associé à la sclérothérapie, l' Exotherme est devenu une technique incontournable."



Dr Anne Moga, médecin esthétique, Paris :

"J'apprécie l'utilisation de l' Exotherme car il me permet d'offrir à mes patientes un traitement efficace avec un positionnement optimal du tir grâce au zoom du système, tout en étant indolore grâce au refroidissement intégré. Le génie de ce laser externe réside dans le multi-pulse permettant d'utiliser 2 cibles : l'oxyhémoglobine puis la méthémoglobine, ce qui améliore l'absorption de l'énergie laser."



Photos Avant / Après :

Avant

Après 1 séance

Après 2 séances



Avant

Après 2 séances



Photos de Dr Anido, Les Lilas

Spécifications techniques :

Laser :	Diode
Longueur d'onde :	980nm
Puissance :	25 Watts
Mode d'émission :	Continu et pulsé
Refroidissement :	Peltier
Classe laser :	Classe 4
Poids :	15kg
Dimensions :	H 45cm xL 45cm x l 35cm

OSYRIS MEDICAL

Parc de la Haute Borne
60, Avenue Halley
59650 VILLENEUVE D'ASCQ - France

Tél. : +33 (0)3 20 67 90 00
Fax : +33 (0)3 20 04 46 24
E-mail : osyris.medical@osyris.com

FDA **CE**
0120