


LIPOCONTROL

« TOUT EST SOUS CONTRÔLE »

La Lipolyse Laser Nouvelle Génération :

Le LipoControl optimise le traitement des amas graisseux localisés au moyen de sa technologie révolutionnaire de contrôle et de régulation, permettant une délivrance précise et contrôlée de l'énergie, pour des résultats optimaux.


- Visualisation en temps réel du balayage
- Affichage de la cartographie d'énergie délivrée
- Régulation de la puissance laser
- Extinction du laser à l'arrêt de la canule



Optimisation des résultats : répartition homogène de l'énergie

Sans contrôle ni régulation

(système laser standard)




50J/cm²

0

Avec contrôle et régulation

(LipoControl)




Affichage en temps réel de l'énergie délivrée à l'écran du LipoControl

Avantages de la Lipolyse Laser :

- Un recul clinique de **5 ans**
- 1 seule séance
- En anesthésie locale
- Non traumatisant
- Résultats homogènes
- Rétraction cutanée
- Pas d'éviction sociale

Zones traitées :



Photos Avant / Après :

AVANT




APRES



Résultats à 3 mois. Dr Sadick



Résultats à 3 mois. Dr Sadick



Résultats à 4 mois. Dr Reynaud

Spécifications techniques :

Laser :	Diode laser
Longueur d'onde :	980 nm
Puissance :	25 Watts
Mode d'émission :	Continu, réglé
Classe Laser :	Classe 4
Dimensions :	180 x 70 x 64 cm
Poids :	55 kg

OSYRIS MEDICAL

Parc de la Haute Borne
60, Avenue Halley
59650 VILLENEUVE D'ASCQ - France

Tél. : +33 (0)3 20 67 90 00
Fax : +33 (0)3 20 04 46 24
Email : osyris.medical@osyris.com



www.osyrismedical.com



CE
0120